

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Spice1 폴리클로날 항체 - Q8N0Z3

품목 번호: CM0029869

소개

인간 SPICE1(방추체 및 중심립 관련 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 중심립 복제, 방추체 형성 및 유사 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	SPICE1 토끼 pAb
비고/별칭	SPICE; CCDC52; SPICE1
종	인간
GeneID (인간)	152185
GeneID	152185
면역원	인간 SPICE1 (NP_653319.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N0Z3
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백