

Wb, If/Icc, Elisa용 스파이크 당단백질 모노클로날 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0002102



소개

WB, IF/ICC, ELISA 애플리케이션용 SARS-CoV-2 스파이크 당단백질(S 단백질)을 표적하는 재조합 토끼 모노클로날 항체입니다. 약 141 kDa의 밴드를 검출합니다. 바이러스 진입 및 숙주 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit mAb
비고/별칭	스파이크 당단백질; S; SARS-CoV-2 3CLpro
종	중증 급성 호흡기 증후군 코로나바이러스 2
GeneID	43740578
면역원	코로나바이러스 3CLpro (YP_009725295.1)의 아미노산 1-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	모노클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스 팩