


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Spin1 다클론 항체 - Q9Y657

품목 번호: CM0027696



소개

H3K4me3K9me3를 인식하고 Wnt 신호전달을 활성화하는 크로마틴 리더 단백질인 SPIN1(스핀들린-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 암 및 후생유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPIN1 토끼 pAb
비고/별칭	SPIN; TDRD24; SPIN1
종	인간
유전자 ID (인간)	10927
면역원	인간 SPIN1 (NP_006708.2)의 아미노산 1-262에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y657
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩