

Wb 및 Elisa용 항-Spin2B 토끼 다클론 항체 - Q9Bpz2

품목 번호: CM0025428



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-SPIN2B 토끼 다클론 항체(29kDa)입니다. 인간 SPIN2B를 검출하며 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. SPIN2B는 H3K4me3 결합 활성을 가지는 세포 주기 조절 및 세포자살에 관여하는 핵 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPIN2B 토끼 pAb
비고/별칭	SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dJ323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B
종	인간
유전자 ID	474343
면역원	인간 SPIN2B(NP_001006682.1)의 아미노산 1-258에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q9BPZ2
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩