

Anti-Spink1 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P00995

품목 번호: CM0014738



소개

IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 Anti-SPINK1 토끼 폴리클론항체. 췌장 기능과 생식 생물학에 관여하는 세린 프로테아제 억제제인 인간 SPINK1을 검출합니다. IVD 및 연구용으로 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SPINK1 Rabbit pAb
비고/별칭	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
종	인간
GeneID (Human)	6690
GeneID	6690
면역원	인간 SPINK1 (NP_003113.2)의 아미노산 24-79에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00995
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스백