

Anti-Spink5/Lekti Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nq38

품목 번호: CM0002918



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-SPINK5/LEKTI Rabbit Monoclonal Antibody. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 재조합 면역원, 세린 프로테아제 억제제 및 피부 장벽 기능 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SPINK5 / LEKTI Rabbit mAb
비고/별칭	NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI
종	인간
GeneID (인간)	11005
면역원	인간 SPINK5/LEKTI (Q9NQ38)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQ38
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스백