

Anti-Spk (Topk) Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Kb5

품목 번호: CM0030411



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 Anti-SPK (TOPK) 토끼 다클로날 항체. 사람 및 쥐 샘플과 반응합니다. 36 kDa 단백질을 검출하며, 암/고환 항원 및 키나제 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPK Rabbit pAb
비고/별칭	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	55872
GeneID	55872
면역원(Immunogen)	사람 SPK (NP_060962.2)의 아미노산 1-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q96KB5
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)