

Wb, Elisa용 Anti-Spock3 다클론 항체 - Q9Bq16

품목 번호: CM0018160

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 SPOCK3(Testican-3)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 신경 발생 및 종양 침윤 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPOCK3 토끼 pAb
비고/별칭	TES-3; TICN3; HSAJ1454; SPOCK3
종	인간
유전자 ID	50859
면역원	재조합 단백질 인간 SPOCK3(NP_001035249.1)의 아미노산 180~380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BQ16
단백질 분자량	49 kDa
배송	아이스팩