

## Anti-Spon2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bud6

품목 번호: CM0014296



### 소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 인간 SPON2 (MINDIN/DIL-1)를 타겟으로 합니다. 세포 부착 및 선천성 면역 관련 기능을 하는 분비성 세포 외 기질 단백질을 인식합니다. 랫트(Rat)와 교차 반응합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 사양                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | SPON2 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | DIL1; DIL-1; MINDIN; M-SPONDIN; SPON2                         |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                     |
| 유전자 ID (인간)              | 10417                                                         |
| 항원(Immunogen)            | 인간 SPON2 (NP_036577.1)의 아미노산 27-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 랫트(Rat)                                            |
| SWISS                    | Q9BUD6                                                        |
| 단백질 분자량                  | 36kDa                                                         |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                                |