

Wb, Elisa용 항-Spop 토끼 단일클론 항체 - O43791

품목 번호: CM0002452



소개

인간 SPOP(O43791)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 유비퀴틴화, 프로테아좀 분해, 숙주-바이러스 상호작용 및 DNA 복제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPOP 토끼 mAb
비고/별칭	TEF2; BTBD32; NSDVS1; NSDVS2; NEDMACE; NEDMIDF; SPOP
종	인간
유전자 ID (인간)	8405
유전자 ID	8405
면역원	합성 펩타이드 인간 SPOP(O43791)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43791
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백