


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sppl2A 폴리클론항체 - Q8Tct8

품목 번호: CM0016126



소개

인간 SPPL2A(IMP3/PSL2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트의 내인성 SPPL2A 검출. 면역학 및 프로테아제 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPPL2A Rabbit pAb
비고/별칭	IMP3, PSL2, IMD86, SPPL2A
종	인간
유전자 ID (인간)	84888
면역원	인간 SPPL2A (NP_116191.2)의 아미노산 421-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TCT8
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백