


Wb, Elisa용 항 Spr(Sepiapterin Reductase) 다클론 항체 - P35270

품목 번호: CM0017478



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 SPR(Sepiapterin reductase)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 테트라하이드로비오프테린 생합성 및 관련 근긴장이상증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPR 토끼 pAb
비고/별칭	SDR38C1; SPR
종	인간
유전자 ID(인간)	6697
면역원	인간 SPR(NP_003115.1)의 아미노산 1~261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35270
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩