

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sprr3 다클론 항체 - Q9Ubc9

품목 번호: CM0015856

소개

인간 SPRR3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 각질세포 및 각화피막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 파라미터       | 사양                                                              |
| 제품명        | SPRR3 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭      | SPRR3                                                           |
| 종          | 인간                                                              |
| 유전자ID (인간) | 6707                                                            |
| 유전자ID      | 6707                                                            |
| 면역원        | 인간 SPRR3 (NP_005407.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                              |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                          |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS      | Q9UBC9                                                          |
| 단백질 분자량    | 17kDa                                                           |
| 배송         | 아이스백                                                            |