


웨스턴 블롯 및 Elisa용 항-Sprtn 토끼 다클론 항체 - Q9H040

품목 번호: CM0016549



소개

DNA-단백질 교차결합 복구와 게놈 안정성에 중요한 DNA 의존성 메탈로프로테아제인 인간 SPRTN(DVC1/Spartan)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 55 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPRTN Rabbit pAb
비고/별칭	DVC1; PRO4323; spartan; Clorf124; SPRTN
종	인간
유전자 ID	83932
면역원	인간 SPRTN(NP_001010984.1)의 아미노산 1-240번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H040
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백