

Anti-Spry2 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43597

품목 번호: CM0023422



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에서 검증된 SPRY2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. FGF 신호전달, 발생 과정 및 EGFR 유비퀴틴화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPRY2 토끼 pAb
비고/별칭	IGAN3; hSPRY2; SPRY2
종	인간
GeneID (인간)	10253
GeneID	10253
면역원	합성 펩타이드 [인간 SPRY2 (NP_005833.1) 아미노산 1-100번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드]
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43597
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백