

Wb, Elisa용 Anti-Spry3 Rabbit Polyclonal Antibody - O43610

품목 번호: CM0016484

소개

인간 SPRY3에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 신경발생 및 장기형성에 관여하는 MAPK 신호 길항제인 Protein sprouty homolog 3을 검출합니다. 뇌 및 심장 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SPRY3 Rabbit pAb                                           |
| 비고/별칭       | spry-3; SPRY3                                              |
| 종           | 인간                                                         |
| 유전자 ID (인간) | 10251                                                      |
| 유전자 ID      | 10251                                                      |
| 면역원         | 인간 SPRY3 (NP_005831.1)의 아미노산 200번부터 C-말단에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                                         |
| 분류          | 폴리클론 항체                                                    |
| 적용          | WB, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 인간                                                         |
| SWISS       | O43610                                                     |
| 단백질 분자량     | 31kDa                                                      |
| 배송          | 아이스백                                                       |