


Wb 및 Elisa용 Spsb1 다클론 항체 - Q96Bd6

품목 번호: CM0015199



소개

인간 SPSB1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 산화질소 생성과 유비퀴틴 매개 분해의 주요 조절 인자를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SPSB1 토끼 pAb
비고/별칭	SSB1; SSB-1; SPSB1
종	인간
GeneID (인간)	80176
GeneID	80176
면역원	인간 SPSB1(NP_079382.2)의 아미노산 1-60에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96BD6
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩