


Wb, Elisa용 Anti-Sptlc1 폴리클로날 항체 - O15269

품목 번호: CM0028890



소개

웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 SPTLC1 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트 SPTLC1 검출. 스팅고지질 생합성 및 대사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPTLC1 Rabbit pAb
비고/별칭	HSN1; LBC1; LCBI; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
종	인간
GeneID	10558
면역원	인간 SPTLC1 (NP_006406.1)의 아미노산 37-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O15269
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백