

Wb 및 Elisa용 Anti-Spz1 폴리클로널 항체 - Q9Bxg8

품목 번호: CM0023611

소개

인간 SPZ1에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 정자 형성에 관여하는 전사인자인 인간 및 쥐 SPZ1을 인식합니다. 생식 생물학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPZ1 Rabbit pAb
비고/별칭	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	84654
면역원	인간 SPZ1 (NP_115956.3)의 아미노산 1-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BXG8
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백