

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sqle 폴리클로날 항체 - Q14534

품목 번호: CM0020603



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 스쿠알렌 모노옥시게나제(SQLE)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 콜레스테롤 대사 및 간 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SQLE Rabbit pAb
비고/별칭	SQLE
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6713
GeneID	6713
면역원(Immunogen)	인간 SQLE (NP_003120.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q14534
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스백