

Wb, Elisa용 Anti-Sqrdl 폴리클론항체 - Q9Y6N5

품목 번호: CM0026197



소개

인간 SQRD1(황화:퀴논 산화환원효소)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 미토콘드리아 황화 산화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SQRD1 토끼 pAb
비고/별칭	SQR; SQRD1; CGI-44; PRO1975
종	인간
유전자 ID	58472
면역원	인간 SQRD1(NP_067022.1)의 아미노산 211-450에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6N5
단백질 무게	50kDa
배송	아이스백