


Wb, Elisa용 항-Sqs/Fdft1 토끼 단일클론 항체 - P37268

품목 번호: CM0010313



소개

인간 SQS/FDFT1(스쿠알렌 합성효소)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 콜레스테롤 대사 및 지질 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SQS/FDFT1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
종	인간
GeneID	2222
면역원	인간 SQS/FDFT1(P37268)의 아미노산 150~250번 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P37268
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩