


항-Sqs/Fdft1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용) - P37268

품목 번호: CM0025925



소개

인간 SQS/FDFT1(스쿠알렌 합성효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 콜레스테롤 생합성 연구에 적합합니다. 면역원: 재조합 단백질 (아미노산 1-260).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SQS/FDFT1 토끼 pAb
비고/별칭	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
종	인간
유전자ID (인간)	2222
유전자ID	2222
면역원	인간 SQS/FDFT1 (NP_004453.3)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37268
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩