

## Anti-Sqstm1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q64337

품목 번호: CM0022823



### 소개

SQSTM1/p62를 표적하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트의 SQSTM1을 검출하며, 예상 밴드는 약 48 kDa 근처에 위치합니다. 자가포식 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 제품명     | SQSTM1 Rabbit pAb                                     |
| 비고/별칭   | Osi, p62, A170, STAP, OSF-6, STONE14, SQSTM1          |
| 종       | 마우스                                                   |
| 유전자 ID  | 18412 (Mouse)                                         |
| 면역원     | 마우스 SQSTM1 (NP_035148.1)의 아미노산 250-350에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원천      | 토끼                                                    |
| 분류      | 폴리클론 항체                                               |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                             |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                           |
| SWISS   | Q64337                                                |
| 단백질 분자량 | 48kDa                                                 |
| 배송      | 아이스백                                                  |