


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Sqstm1/P62 단클론 항체 - Q13501

품목 번호: CM0002213



소개

인간 SQSTM1/p62(Q13501)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 자가포식 및 신경퇴행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SQSTM1/p62 토끼 mAb
비고/별칭	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
종	인간
유전자 ID	8878
면역원	인간 SQSTM1/p62(Q13501)의 아미노산 341-440번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13501
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩