


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Sqstm1/P62 다클론 항체 - Q13501

품목 번호: CM0025834



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 항-SQSTM1/p62 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 SQSTM1/p62 (48kDa)를 인식합니다. 오토파지, 유비퀴틴 신호전달 및 신경변성 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SQSTM1/p62 토끼 pAb
비고/별칭	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
종	인간
유전자ID (인간)	8878
유전자ID	8878
면역원	재조합 단백질 (인간 SQSTM1/p62 (NP_003891.1)의 아미노산 1-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13501
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백