


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Sqstm1/P62 토끼 다클론 항체 - Q13501

품목 번호: CM0016923



소개

인간 SQSTM1/p62에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 자가포식, 유비퀴틴 신호전달 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SQSTM1/p62 토끼 pAb
비고/별칭	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
종	인간
GeneID (인간)	8878
GeneID	8878
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13501
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩