


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sr-B2/LimpII 다클론 항체 - Q14108

품목 번호: CM0016245



소개

사람 SR-B2/LIMP2(LIMP2/LGP85/CD36L2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드에 대한 교차 반응성과 함께 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 리소좀 수용체 및 엔테로바이러스 71 진입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SR-B2/LIMP2 토끼 pAb
비고/별칭	AMRF, EPM4, LGP85, CD36L2, HLGP85, LIMP-2, LIMP2, SR-BII, SR-B2/LIMP2
종	사람
GeneID(사람)	950
GeneID	950
면역원	사람 SR-B2/LIMP2(NP_005497.1)의 아미노산 200-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q14108
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백