


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sr-B2/LimpII 토끼 단클론 항체 - Q14108

품목 번호: CM0010008



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 인간 SR-B2/LIMPII (리소좀 막 단백질 2)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리소좀 GBA1 표적화 및 엔테로바이러스 71 침입 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SR-B2/LIMPII 토끼 mAb
비고/별칭	AMRF; EPM4; LGP85; CD36L2; HLG85; LIMP-2; LIMPII; SR-BII; SR-B2/LIMPII
종	인간
유전자 ID (인간)	950
유전자 ID	950
면역원	합성 펩타이드 인간 SR-B2/SR-B2/LIMPII (Q14108)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
출처	토끼
범주	단클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q14108
단백질 분자량	54kDa
배송	얼음 주머니