

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Sr-Bi 토끼 단클론 항체 - Q8Wtv0

품목 번호: CM0002956

소개

인간 SR-BI(Q8WTV0)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 지단백 대사, 바이러스 침입 및 식균 작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SR-BI 토끼 mAb
비고/별칭	CLA1; SRBI; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
종	인간
유전자 ID	949
면역원	인간 SR-BI 아미노산 1-100번 내 서열에 상응하는 합성 펩티드 (Q8WTV0)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8WTV0
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩