

Wb, Elisa용 항-Sr-Bi 토끼 다클론 항체 - Q8Wtv0

품목 번호: CM0017764

소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 인간 SR-BI(CLA1, CD36L1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 항상성, HCV 진입 및 스캐빈저 수용체 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SR-BI 토끼 pAb
비고/별칭	CLA1; SRBI; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
종	인간
GeneID(인간)	949
GeneID	949
면역원	인간 SR-BI(NP_005496.4)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8WTV0
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩