

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Sr 단백질 반복 토끼 단일클론 항체 - Q13247

품목 번호: CM0012357



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간, 마우스 및 래트에서 SR 단백질 반복(SRSF6/SRP55)을 인식합니다. WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 분자량은 약 40 kDa입니다. 스플라이싱 연구 및 질병 모델 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SR 단백질 반복 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SR 단백질 반복
종	인간
유전자ID (인간)	6431
유전자ID	6431
면역원	인간 SR 단백질 반복(Q13247)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13247
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩