


Wb, Elisa용 Anti-Sra1 다클론 항체 - Q9Hd15

품목 번호: CM0021393



소개

WB 및 ELISA용 Anti-SRA1 토끼 다클론 항체입니다. 스테로이드 수용체 조절 및 종양 형성에 관여하는 전사 보조활성화 인자인 인간 SRA1(SRAP)을 표적으로 합니다. 인간 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRA1 Rabbit pAb
비고/별칭	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
종	인간
유전자 ID (인간)	10011
유전자 ID	10011
면역원	합성 펩타이드: 인간 SRA1(NP_001030312.2)의 아미노산 1~100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q9HD15
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩