


Wb 및 Elisa용 Anti-Src 토끼 다클로날 항체 - P12931

품목 번호: CM0015708



소개

이 토끼 다클로날 항체는 인간 Src (c-Src, p60-Src)를 표적으로 하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 티로신 키나제 신호 전달, 세포 부착 및 발액 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Src Rabbit pAb
비고/별칭	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
종	Human
유전자 ID (인간)	6714
유전자 ID	6714
면역원	인간 Src (NP_005408.1)의 아미노산 410-536에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P12931
단백질 크기	60kDa
배송	아이스 팩