

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Srd5A1 폴리클로날 항체 - P18405

품목 번호: CM0015001

소개

인간 SRD5A1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 안드로겐 신호 전달, 스테로이드 대사, 성 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRD5A1 Rabbit pAb
비고/별칭	S5AR 1; SRD5A1
종	인간
유전자 ID	6715
면역원	인간 SRD5A1 (NP_001038.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P18405
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩