


Wb, Elisa용 Anti-Srd5A2 단일클론 항체 - P31213

품목 번호: CM0003682



소개

SRD5A2를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 안드로겐 대사의 주요 효소인 인간, 마우스, 랫트 SRD5A2를 검출합니다. 전립선 생물학 연구에 적합합니다. P31213.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRD5A2 Rabbit mAb
종(Species)	인간(Human)
GeneID	6716 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 SRD5A2 (P31213)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P31213
단백질 분자량	28 kDa
배송(Shipping)	아이스백