

Anti-Srebf1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P36956

품목 번호: CM0016375



소개

인간 SREBF1(SREBP1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 콜레스테롤 생합성, 지질 항상성 및 대사 조절 연구에 이상적이며 마우스와 쥐와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SREBF1 Rabbit pAb
비고/별칭	HMD, IFAP2, SREBP1, bHLHd1, SREBF1
종	인간
유전자ID (인간)	6720
유전자ID	6720
면역원	인간 SREBF1(NP_004167.3)의 아미노산 200-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P36956
단백질 분자량	122kDa
배송 방식	아이스팩