

Wb 및 Elisa용 항-Srf (Mcm1) 토끼 다클론 항체 - P11831

품목 번호: CM0021559



소개

인간 SRF(혈청 반응 인자)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 전사 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRF 토끼 pAb
비고/별칭	MCM1; SRF
종	인간
GeneID (인간)	6722
GeneID	6722
면역원	인간 SRF (NP_003122.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11831
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백