

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Srf 토끼 다클론 항체 - P11831

품목 번호: CM0026216



소개

인간 SRF에 반응하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절 및 심장 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRF 토끼 pAb
비고/별칭	MCM1; SRF
종	인간
유전자 ID (인간)	6722
유전자 ID	6722
면역원	합성 펩티드; 인간 SRF (NP_003122.1)의 아미노산 321-420 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11831
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백