

Anti-Srfbp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nef9

품목 번호: CM0027341

소개

인간 SRFBP1에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증 완료, 마우스와 교차반응성. 심장 유전자 전사 및 SLC2A4 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRFBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	P49; Rib1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1
종	인간
유전자 ID	153443
면역원	인간 SRFBP1 (NP_689759.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8NEF9
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩