

Wb, Elisa용 Anti-Srgn 폴리클로널 항체 - P10124

품목 번호: CM0013596

소개

사람 SRGN에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 마우스 세르글리신(Serglycin)을 모두 검출합니다. 분비 과립, 면역 세포 기능 및 뼈 광화 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRGN Rabbit pAb
비고/별칭	PPG; PRG; PRGI; SRGN
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	5552
면역원(Immunogen)	사람 SRGN (NP_002718.2)의 아미노산 28-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P10124
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)