

Wb, If-P, Elisa용 항-Srgn 다클론 항체 - P10124

품목 번호: CM0028082

소개

인간 SRGN(설글리신)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 적합하며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 분비 과립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRGN 토끼 pAb
비고/별칭	PPG; PRG; PRG1
종	인간
GeneID (인간)	5552
GeneID	5552
면역원	인간 SRGN (NP_002718.2)의 아미노산 59-158에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10124
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스팩