

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sri 토끼 다클로날 항체 - P30626

품목 번호: CM0030718



소개

심장 칼슘 결합 단백질인 SRI (sorcin)에 대한 KO 검증 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드와 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 흥분-수축 연결 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] SRI Rabbit pAb
비고/별칭	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6717
GeneID	6717
면역원	사람 SRI (NP_003121.1)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P30626
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)