


Wb, Elisa용 항-Srm 다클론 항체 - P19623

품목 번호: CM0029797



소개

SRM 토끼 pAb는 스페르미딘 합성효소를 표적으로 하는 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 폴리아민 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRM 토끼 pAb
비고/별칭	PAPT; SPSI; SPDSY; SRML1; SRM
종	인간
유전자ID (인간)	6723
유전자ID	6723
면역원	인간 SRM (NP_003123.2)의 아미노산 1-302에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19623
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩