


Wb, Elisa용 Anti-Srp14 다클론 항체 - P37108

품목 번호: CM0015595



소개

인간 SRP14를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 15 kDa 신호 인식 입자 구성 요소인 인간, 마우스 및 랫드 SRP14를 인식합니다. ER로의 단백질 전위를 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRP14 토끼 pAb
비고/별칭	ALURBP; SRP14
종	인간
GeneID	6727
면역원	인간 SRP14의 아미노산 1-136에 해당하는 재조합 융합 단백질(NP_003125.3)
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P37108
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩