


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Srp19 폴리클론항체 - P09132

품목 번호: CM0030774



소개

신호 인식 입자의 구성 요소인 SRP19를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에 대한 반응성을 갖춘 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 단백질 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRP19 Rabbit pAb
비고/별칭	SRP19
종	인간
유전자 ID	6728
면역원	인간 SRP19 (NP_003126.1)의 아미노산 1-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09132
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백