


Wb, Elisa용 Anti-Srp54 폴리클로날 항체 - P61011

품목 번호: CM0025039



소개

마우스와의 교차 반응성이 확인되고 WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 SRP54를 표적합니다. SRP 매개 단백질 전위 및 ER 표적 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRP54 Rabbit pAb
비고/별칭	SCN8; SRP54
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6729
유전자 ID	6729
면역원(Immunogen)	인간 SRP54 (NP_001139754.1)의 아미노산 196-455에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P61011
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)