


항-Srp54 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P61011

품목 번호: CM0006951



소개

인간 SRP54(P61011)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. SRP54는 공변역 단백질을 소포체로 표적화하는 과정에 관여하는 신호인식입자 서브유닛입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRP54 토끼 mAb
비고/별칭	SCN8; SRP54
종	인간
유전자 ID (인간)	6729
면역원	인간 SRP54(P61011)의 아미노산 400-504번 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61011
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백