


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Srp72 Rabbit Monoclonal Antibody - O76094

품목 번호: CM0012720



소개

인간 SRP72(O76094)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. SRP 복합체 및 ER 타겟팅 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] SRP72 Rabbit mAb
비고/별칭	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
종	인간
GeneID (인간)	6731
GeneID	6731
면역원	인간 SRP72 (NP_008878.3)의 아미노산 440-544에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76094
단백질 무게	75kDa
배송	아이스백