


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Srp9 폴리클로날 항체 - P49458

품목 번호: CM0030997



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-SRP9 Rabbit 폴리클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 SRP9를 인식하며, 이는 ER 표적을 매개하는 신호 인식 입자 구성 요소입니다. 재조합 면역원 (aa 1-86).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRP9 Rabbit pAb
비고/별칭	ALURBP; SRP9
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6726
면역원	사람 SRP9 (NP_003124.1)의 아미노산 1-86에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P49458
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)